


LAQUA 卓上型水質計

F-2000 シリーズ

全機種 **23** モデル

'23 Summer キャンペーン



メーカー希望販売価格から

10,000 円 off

pH

ORP

イオン

電気伝導率

電気抵抗率

塩分

全溶存固形物量

溶存酸素

この夏、日ごろのご愛顧に感謝の気持ちをこめまして

F-2000 シリーズ全機種を期間限定でメーカー希望販売価格から **10,000 円 OFF** でご提供いたします。



文字が見やすい!
大画面表示

アイコン表示で
わかりやすい

よりコンパクトに
スッキリと




旧モデルからお買い替えの
チャンス!!

	旧モデル		F-2000PI
	販売終了		F-51/71の後継
本体モデル	F-51 	F-71 	F-2000PI 
画面	モノクロ液晶	モノクロ液晶	モノクロ液晶 バックライト付き
測定項目	pH/ORP	pH/ORP	pH/ORP/イオン
pH	JIS形式	I	I
	表示分解能	0.01pH	0.001pH
	精度(計器再現性)	±0.01pH±1digit	±0.005pH±1digit
オプション	PC・プリンタ接続	○	○
外形寸法(W)×(D)×(H)	179×230×79mm	170×174×73mm	150×160×66mm
本体質量	約1000g	約500g	約770g

ご予算、測定項目で選べるラインアップ!

	F-2000PI			F-2000PC			F-2000C		F-2000PD			F-2000D
測定項目	pH	ORP	イオン	pH	ORP	イオン	電気伝導率	電気抵抗率	pH	ORP	イオン	溶存酸素
				電気伝導率	電気抵抗率	塩分	塩分	全溶存固形物量	溶存酸素			
				全溶存固形物量								

F-2000 本体 + 電極セット



- セット内容
- メータ本体
 - 電極
 - 電極スタンド
 - pH標準液 101-S*1 (pH電極が付属するセットすべて)
 - 電気伝導率標準液 (検査成績書付き) 100-21TC*2 (3551-10Dが付属するセットのみ)
 - DO校正キット DO-CAL-LAB (9521-10Dが付属するセットのみ)

*1 pH4, 9 (250mL) 各1本、pH7 (500mL) 1本、比較電極内部液 (250mL) 1本
 *2 84μS/cm (250mL×2本)、トレーゼビリティ体系図及び取扱説明書はWEBよりダウンロード可能

セット内容

本体	F-2000PI (1ch)	F-2000PC (2ch)	F-2000C (1ch)	F-2000PD (2ch)	F-2000D (1ch)	
付属する電極	pH/ORP/イオン	pH/ORP/イオン TDS/電気伝導率 電気抵抗率/塩分	電気伝導率 電気抵抗率 塩分/TDS	pH/ORP/イオン DO	DO	
9615S-10D	スタンダード ToupH 電極 (pH) セット ¥31,900	F-2000PI-S ¥202,500 ¥193,500	F-2000PC-S ¥320,000 ¥320,000	—	—	
9618S-10D	マイクロ ToupH 電極 (pH) セット ¥55,000	F-2000PI-M ¥235,500 ¥215,500	F-2000PC-M ¥352,000 ¥342,000	—	—	
9680S-10D	ロング ToupH 電極 (pH) セット ロングタイプ電極スタンド (FA-70L) が付属します。 ¥41,800	F-2000PI-L ¥230,000 ¥210,000	F-2000PC-L ¥246,500 ¥336,500	—	—	
9681S-10D	スリーブ ToupH 電極 (pH) セット ¥49,500	F-2000PI-V ¥200,000 ¥210,000	F-2000PC-V ¥346,500 ¥336,500	—	—	
0040N-10D	フラット ISFET pH 電極 (pH) セット ¥66,000	F-2000PI-F ¥235,500 ¥215,500	F-2000PC-F ¥352,000 ¥342,000	—	—	
9630-10D	上水専用セット 専用洗浄液セット(230)が付属します。 ¥33,000	F-2000PI-TW ¥210,100 ¥200,100	F-2000PC-TW ¥336,600 ¥326,600	—	—	
3552-10D	スタンダード電気伝導率セルセット ¥55,000	—	F-2000C-E ¥220,000 ¥210,000	—	—	
3551-10D	低電気伝導率セルセット ¥66,000	—	F-2000PC-P ¥357,500 ¥347,500	F-2000C-P ¥221,000 ¥221,000	—	
3551-10D 9615S-10D	低電気伝導率セル + スタンダード ToupH 電極 (pH) セット ¥66,000 ¥31,900	—	F-2000PC-SP ¥379,500 ¥369,500	—	—	
9521-10D	研究室用DO電極 セット ¥99,000	—	—	—	F-2000D-S ¥293,000 ¥287,000	
9521-10D 9615S-10D	研究室用DO電極 + スタンダード ToupH 電極 (pH) セット ¥99,000 ¥31,900	—	—	F-2000PD-S ¥429,000 ¥419,000	—	
本体単体のみ	本体付属品: 取扱説明書、クイックマニュアル、 標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット	F-2000PI-T ¥181,500 ¥171,500	F-2000PC-T ¥308,000 ¥298,000	F-2000C-T ¥181,500 ¥171,500	F-2000PD-T ¥319,000 ¥309,000	F-2000D-T ¥198,000 ¥188,000



よくあるお問い合わせを公開! 動画でも解説!

- 校正や測定の方法
- エラーが出た時の対処法
- 電極の保管やメンテナンス方法
- 後継機種を知りたい



水質計専門 YouTube チャンネル



※イメージです

〈製造・販売元〉

株式会社堀場アドバンスドテクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184
<http://www.horiba-adt.jp>

東北セールスオフィス 022-776-8253 〒981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
 東京セールスオフィス 03-6206-4751 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 (神田淡路町二丁目ビル)
 名古屋セールスオフィス 052-433-3452 〒451-0051 名古屋市中区則武新町三丁目1番17号 (BLZium名古屋4F)
 大阪セールスオフィス 06-6390-8211 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目4番17号 (新大阪上野東洋ビル4F)

カタログNo. LFT-2307

●製品の技術的なご相談をお受けします。カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-37-6045

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。