



NMR用D化溶媒 サマーキャンペーン

Euriso-Top 社製品は高品質で高い評価を受けています。この度、NMR 用 D 化溶媒を **特別価格** で提供します。

対象製品

| 製品名 | アイソトープ純度(%) | 容器*1 | 毒劇物 | メーカー製品番号 | 製品番号 | 容量 | 希望納入価格 | 特別価格 |
|---|-------------|------|-----|----------|----------|-----------------|---------|---------|
| Acetone-D ₆ | 99.80 | A | | D009B | 00353-74 | 10 X 750 μL | 7,800 | 4,400 |
| Acetonitrile-D ₃ | 99.80 | A | 劇 | D021B | 00447-54 | 10 X 750 μL | 10,100 | 6,270 |
| Acetonitrile-D ₃ | 99.80 | B | 劇 | D021FE | 08675-24 | 10 mL | 13,000 | 7,800 |
| Benzene-D ₆ | 99.50 | B | | D001F | 04041-92 | 25 mL | 35,500 | 21,300 |
| Chloroform-D <100%D> | 99.96 | A | 劇 | D029B | 08443-54 | 10 X 750 μL | 9,900 | 5,940 |
| Chloroform-D | 99.80 | B | 劇 | D007H | 08405-54 | 100 mL(約 150 g) | 10,300 | 5,665 |
| Chloroform-D (+ 0.03% TMS) | 99.80 | B | | D307H | 08440-84 | 100 mL(約 150 g) | 10,300 | 6,180 |
| Chloroform-D (+ 1% TMS) | 99.80 | B | | D213H | 08407-34 | 100 mL(約 150 g) | 12,600 | 8,500 |
| Chloroform-D + Silver foil | 99.80 | B | 劇 | D007HAG | 06347-84 | 100 mL(約 150 g) | 10,800 | 6,480 |
| Chloroform-D + Silver foil (+ 0.03% TMS) | 99.80 | B | | D307HAG | 07192-74 | 100 mL(約 150 g) | 10,500 | 6,300 |
| Deuterium Oxide | 99.90 | B | | D214H | 10905-76 | 100 mL | 65,000 | 45,500 |
| Deuterium Oxide | 99.90 | B | | D214K | 10905-05 | 500 mL | 290,000 | 203,000 |
| Deuterium Oxide (+ 0.1% TMSP-D ₄) | 99.9 | A | | D221B | 10955-84 | 10 X 750 μL | 20,200 | 14,140 |
| 1,2-Dichlorobenzene-D ₄ *2 | 98.00 | B | | D220FD | 19483-94 | 5 mL | 93,700 | 51,540 |
| Dichloromethane-D ₂ | 99.90 | A | | D023B | 11833-44 | 10 X 750 μL | 26,500 | 17,220 |
| Dichloromethane-D ₂ | 99.90 | B | | D023FE | 08053-64 | 10 mL | 26,500 | 17,220 |
| N,N-Dimethylformamide-D ₇ | 99.50 | A | | D110BB | 02400-84 | 2 X 750 μL | 28,500 | 19,900 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ <100%D> | 99.96 | A | | D034B | 13461-54 | 10 X 750 μL | 17,600 | 11,500 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ <100%D> (+ 0.03% TMS) | 99.96 | A | | D334B | 13452-74 | 10 X 750 μL | 17,400 | 11,020 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ | 99.80 | A | | D010B | 13450-94 | 10 X 750 μL | 6,500 | 4,000 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ | 99.80 | B | | D010F | 13409-12 | 25 mL | 14,500 | 8,700 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ | 99.80 | B | | D010H | 13409-96 | 100 mL | 64,800 | 38,900 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ (+ 0.03% TMS) | 99.80 | A | | D310B | 13456-34 | 10 X 750 μL | 8,100 | 5,100 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ (+ 0.06% TMS) | 99.80 | A | | D610B | 13457-24 | 10 X 750 μL | 9,300 | 5,600 |
| Dimethyl Sulfoxide-D ₆ (+ 0.06% TMS) | 99.80 | B | | D610F | 13458-72 | 25 mL | 17,000 | 10,300 |
| Methanol-D ₄ <100%D> | 99.96 | A | 劇 | D048B | 21942-04 | 10 X 750 μL | 24,000 | 16,000 |
| Methanol-D ₄ | 99.80 | A | 劇 | D024B | 21936-94 | 10 X 750 μL | 16,400 | 9,800 |
| Methanol-D ₄ | 99.80 | S | 劇 | D024ES | 21946-64 | 5 X 10 mL | 84,000 | 50,500 |
| Methanol-D ₄ (+ 0.03% TMS) | 99.80 | A | | D324B | 21945-74 | 10 X 750 μL | 20,200 | 14,100 |
| Methanol-D ₄ (+ 0.03% TMS) | 99.80 | B | | D324FE | 08623-94 | 10 mL | 18,100 | 10,500 |
| Pyridine-D ₅ | 99.50 | A | | D013B | 29536-94 | 10 X 750 μL | 19,000 | 11,400 |
| Tetrahydrofuran-D ₈ | 99.50 | A | | D149BB | 05461-04 | 2 X 750 μL | 16,300 | 10,400 |
| Tetrahydrofuran-D ₈ | 99.50 | B | | D149FE | 05462-94 | 10 mL | 55,000 | 34,420 |
| Toluene-D ₈ | 99.50 | B | 劇 | D005FE | 08677-04 | 10 mL | 26,000 | 15,600 |
| Trifluoroacetic Acid-D ₁ | 99.50 | A | | D022EA | 34823-06 | 10 mL | 18,000 | 10,900 |

*1 容器 (A: アンプル、B: ボトル、S: セプタム)

*2 弊社在庫限り

関連製品(キャンペーン対象外)

■ 弊社関連試薬

| 製品名 | 製品番号 | 容量 | 価格 |
|-------------------|----------|-------|-------|
| Tetramethylsilane | 33424-24 | 10 mL | 9,300 |

■ 日本精密科学株式会社 NMR 試料管

特長

- 寸法精度が極めて良い(日本電子・ブルカー・バリアンおよび日立社製機器で測定可能)
- 表面の肉むら、傷は精密な検査により極めて少ない
- 真円度が高いので、円滑なスピニングが可能

■ NMR 試料管

| 製品名 | 寸法 | | | 材質 | 備考 | メーカー 製品番号 | 容量 | 価格 |
|----------------|----------|----------|--------|--------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 外径(mm φ) | 内径(mm φ) | 長さ(mm) | | | | | |
| NMR 試料管 N-5 | 4.965 | 4.2 | 180 | 硬質ガラス | | N-5 | 25本/箱 | 13,750 |
| NMR 試料管 N-5E | 4.965 | 4.2 | 200 | 硬質ガラス | キャップ NC-05 付 | N-5E | 25本/箱* | 9,500 |
| NMR 試料管 N-5L | 4.965 | 4.2 | 210 | 硬質ガラス | | N-5L | 25本/箱 | 16,250 |
| NMR 試料管 N-5LL | 4.965 | 4.2 | 240 | 硬質ガラス | | N-5LL | 25本/箱 | 18,750 |
| NMR 試料管 N-5W | 4.965 | 4.2 | 180 | 硬質ガラス | 上部スリガラス加工 | N-5W | 25本/箱 | 16,250 |
| NMR 試料管 N-5P | 4.965 | 4.2 | 180 | パイレックス | | N-5P | 25本/箱 | 20,000 |
| NMR 試料管 N-5PL | 4.965 | 4.2 | 210 | パイレックス | | N-5PL | 25本/箱 | 25,000 |
| NMR 試料管 N-5PLL | 4.965 | 4.2 | 240 | パイレックス | | N-5PLL | 25本/箱 | 30,000 |
| NMR 試料管 N-5PW | 4.965 | 4.2 | 180 | パイレックス | 上部スリガラス加工 | N-5PW | 25本/箱 | 21,250 |

* 最低発注数 4 箱以上

■ 特殊 NMR 試料管

| 製品名 | 寸法 | | | 材質 | 備考 | メーカー 製品番号 | 容量 | 価格 |
|-------------------|----------|----------|--------|--------|---------------------------|--------------|----|-------|
| | 外径(mm φ) | 内径(mm φ) | 長さ(mm) | | | | | |
| 特殊 NMR 試料管 N-56 | 4.965 | 4.2 | 180 | 硬質ガラス | 底上げ 8 mm | N-56 | 1本 | 800 |
| 特殊 NMR 試料管 NP-56 | 4.965 | 4.2 | 180 | パイレックス | 底上げ 8 mm | NP-56 | 1本 | 1,000 |
| 特殊 NMR 試料管 N-501 | 4.15 | 3.3 | 190 | パイレックス | | N-501 | 1本 | 1,000 |
| 特殊 NMR 試料管 N-502A | 4.15 | 3.3 | 190 | パイレックス | 先 35 mm キャピラリー(φ 2 mm) | N-502A | 1本 | 1,200 |
| 特殊 NMR 試料管 N-502B | 4.15 | 3.3 | 190 | パイレックス | 先 50 mm キャピラリー(φ 2 mm) | N-502B | 1本 | 1,200 |

■ 試料管用キャップ

| 製品名 | 仕様 | 材質 | メーカー 製品番号 | 容量 | 価格 |
|----------------|---------|--------|--------------|----|-----|
| 試料管用キャップ NC-5 | 5 mm φ用 | PTFE | NC-5 | 1個 | 300 |
| 試料管用キャップ NC-05 | 5 mm φ用 | ポリエチレン | NC-05 | 1個 | 100 |

ご注意 試験・研究用以外には使用しないでください。

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※掲載価格は 2024 年 7 月現在のものです(消費税は含まれていません)。

ナカライテスク株式会社

〒604-0855 京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町 498

URL

<https://www.nacalai.co.jp/>

価格・納期のご照会
製品に関する技術的なご照会

試薬はここに

0120-489-552

<https://www.e-nacalai.jp/URL/?P=Contact>

TEL:075-211-2703

■ 販売取扱店